

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN



**CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS HASTA 60.000 kg.
CLASE DE PRECISIÓN (III) / (IIII)
CALIBRACIÓN DE PESAS DESDE 0,5 kg HASTA 1.000 kg.**

Calibración en el laboratorio



- ✓ Nuestros técnicos especialistas calibran pesas desde 0,5 kg hasta 1.000 kg en condiciones ambientales muy estables y con equipos que aseguran la trazabilidad de las medidas.

Balanza de brazos iguales

- ✓ Para calibrar pesas de 1.000 kg se usa la balanza de brazos iguales utilizando el método de Borda. Su robusta constitución y su perfecto acabado hacen que tenga una alta sensibilidad, (cercana a 1g), y produzca una gran repetibilidad.



Pesas laboratorio móvil



- ✓ Para la calibración "in situ" de básculas puente se utiliza un juego de pesas de 1.000 kg de hierro fundido. Estas pesas son fabricadas por Sorribes en base a las recomendaciones internacionales de la O.I.M.L. (Organización Internacional de Metrología Legal).

Calibración "in situ"

- ✓ Para calibrar "in situ" desplazamos a nuestros equipos y nuestros técnicos hasta las instalaciones del cliente. Se sigue un procedimiento de calibración aprobado por la Entidad Nacional de Acreditación.

